

Инструкция по монтажу

Рециркулятор серии АНТИВИРУС

ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Все работы по подключению и монтажу рециркуляторов должны проводиться сертифицированными специалистами;



Убедитесь в том, что электричество отключено;

1. В комплект рециркулятора входит:

- рециркулятор
- паспорт
- инструкция по монтажу
- инструкция по эксплуатации

Распакуйте рециркулятор;




Рис.1

2. Порядок настенного монтажа.

2.1 В стене выполнить отверстия для крепления рециркулятора по размерам, указанным на рис. 2. Элементы крепления в комплект не входят.




Рис. 2

2.2 Установить рециркулятор на стену

2.3 Включите вилку шнура электропитания в розетку с напряжением 220В;



3. Порядок установки на напольную стойку;

3.1 Распакуйте стойку;

3.2 Установите рециркулятор на стойку, как показано на Рис. 3.




Рис. 3

3.3 Включите вилку шнура электропитания в розетку с напряжением 220В;

